

## Aero Stabila

2 500,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

**Aero Stabila** składany stół do masażu



## Opis produktu:

### Stół do masażu AERO Stabila

Aero Stabila to dwusegmentowy stół aluminiowy o ultralekkiej konstrukcji i podwyższonej stabilności. System linek zastosowany zamiast trzeciej, dodatkowej nogi stabilizującej jak w przypadku stołu Medmal (z uwagi na niższą wagę linek) ma za zadanie, zmniejszyć podatność na naciski pionowe środkowej części blatu stołu.

Stół posiada kompaktowe wymiary i szybką regulacji wysokości Fast Lock. Jest wygodny w transporcie i doskonale sprawdza się podczas podróży lotniczych.

- Ultralekka konstrukcja z aluminium o podwyższonej wytrzymałości,
- Estetycznie zaokrąglone naroża blatu
- Szybka regulacja wysokości Fast Lock z numerowanymi otworami,
- Pianka Standard 2,5 cm
- Specjalna podpora, zwiększająca stabilność stołu

Tapicerka Vinyl Flex:

Solidna i wytrzymała tapicerka o charakterystycznym lekkim połysku. Wykonana z materiału typu PCV. Odporna na zabrudzenia, działanie olejków i środków do dezynfekcji. Kolor tapicerki zachowuje swoją intensywność przez wiele lat.

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

szerokość 60 cm długość 165 cm / 195 cm Wysokość regulowana stołu od 53 cm do 82 cm co 3,2 cm (10 pozycji)  
Wymiary po złożeniu 82 x 60 x 13,5 cm Waga stołu (bez wyposażenia, +/- 1 kg) 10,5 kg konstrukcja stołu aluminium  
Wytrzymałość dynamiczna\* 350 kg Wytrzymałość statyczna\*\* 1400 kg

\*Wytrzymałość dynamiczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym obciążeniu dynamicznym, symulującym naprężenia występujące podczas typowego masażu klasycznego.

\*\*Wytrzymałość statyczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym, nieruchomym obciążeniu statycznym.

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

---

- podglówek regulowany 2D ERGO
- Półka przednia pod ramiona Simply

## Informacje dodatkowe

### Widok 360

### GPSR

Producent: HABYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, Polska

Email: [info@habys.pl](mailto:info@habys.pl)

### Informacje o bezpieczeństwie

## Galeria produktów:

