



## Aero Plus

2 899,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Aero Plus składany stół do masażu

## Opis produktu:

### Stół do masażu Aero Plus

Aero Plus to stół aluminiowy o niezwykle lekkiej konstrukcji, kompaktowych wymiarach i łatwej regulacji, stworzony z myślą o najbardziej mobilnych masażyście. Stół posiada dodatkowy trzeci, podnoszony segment blatu i doskonale nadaje się do zabiegów kosmetycznych, refleksologii i innych masażu wymagających uniesienia wybranej partii ciała pacjenta. Aero Plus jest wygodny w transporcie i doskonale sprawdza się podczas podróży lotniczych. Okrągłe profile aluminiowe z systemem Fast Lock zapewniają doskonałą stabilność, lekkość oraz możliwość szybkiej regulacji wysokości stołu.

Co wyróżnia stół Aero Plus:

- Ultralekka konstrukcja z aluminium o podwyższonej wytrzymałości,
- Estetycznie zaokrąglone naroża blatu
- Szybka regulacja wysokości Fast Lock z numerowanymi otworami,
- Pianka Standard 2,5 cm
- Dodatkowa możliwość pozycjonowania segmentu blatu

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

Szerokość stołu: 60 cm Długość stołu (bez i z podgłówkiem): 165 cm / 195 cm Długości segmentów blatu (od lewej): 70 / 14 - 84 cm Regulacja kąta odchylenia leżyska: 0 - 55 stopni Wysokość regulowana stołu od 53 cm do 82 cm co 3,2 cm (10 pozycji) Wymiary po złożeniu 84 x 60 x 14 cm Waga stołu (bez wyposażenia, +/- 1 kg) 13,1 kg konstrukcja stołu aluminium Wytrzymałość dynamiczna\* 350 kg Wytrzymałość statyczna\*\* 1400 kg

\*Wytrzymałość dynamiczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym obciążeniu dynamicznym, symulującym naprężenia występujące podczas typowego masażu klasycznego.

\*\*Wytrzymałość statyczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym, nieruchomym obciążeniu statycznym.

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

---

- podglówek regulowany 2D ERGO
- Półka przednia pod ramiona Simply

## Informacje dodatkowe

### Widok 360

### Galeria produktów:

