



Aero Plus

2 899,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Aero Plus składany stół do masażu

Opis produktu:

Stół do masażu Aero Plus

Aero Plus to stół aluminiowy o niezwykle lekkiej konstrukcji, kompaktowych wymiarach i łatwej regulacji, stworzony z myślą o najbardziej mobilnych masażyście. Stół posiada dodatkowy trzeci, podnoszony segment blatu i doskonale nadaje się do zabiegów kosmetycznych, refleksologii i innych masażu wymagających uniesienia wybranej partii ciała pacjenta. Aero Plus jest wygodny w transporcie i doskonale sprawdza się podczas podróży lotniczych. Okrągłe profile aluminiowe z systemem Fast Lock zapewniają doskonałą stabilność, lekkość oraz możliwość szybkiej regulacji wysokości stołu.

Co wyróżnia stół Aero Plus:

- Ultralekka konstrukcja z aluminium o podwyższonej wytrzymałości,
- Estetycznie zaokrąglone naroża blatu
- Szybka regulacja wysokości Fast Lock z numerowanymi otworami,
- Pianka Standard 2,5 cm
- Dodatkowa możliwość pozycjonowania segmentu blatu

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Szerokość stołu: 60 cm Długość stołu (bez i z podgłówkiem): 165 cm / 195 cm Długości segmentów blatu (od lewej): 70 / 14 - 84 cm Regulacja kąta odchylenia leżyska: 0 - 55 stopni Wysokość regulowana stołu od 53 cm do 82 cm co 3,2 cm (10 pozycji) Wymiary po złożeniu 84 x 60 x 14 cm Waga stołu (bez wyposażenia, +/- 1 kg) 13,1 kg konstrukcja stołu aluminium Wytrzymałość dynamiczna* 350 kg Wytrzymałość statyczna** 1400 kg

*Wytrzymałość dynamiczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym obciążeniu dynamicznym, symulującym naprężenia występujące podczas typowego masażu klasycznego.

**Wytrzymałość statyczna - pomiar dokonywany przy równomiernie rozłożonym, nieruchomym obciążeniu statycznym.

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- podglówek regulowany 2D ERGO
- Półka przednia pod ramiona Simply

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: HABYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, Polska

Email: info@habys.pl

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

