



KRB

794,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Rotor do ćwiczeń kończyn górnych KRB.

Opis produktu:

Rotor do ćwiczeń kończyn górnych KRB

Rotor KRB przeznaczony jest do wykonywania ćwiczeń czynnych i samowspomaganych w obrębie stawu barkowego. Polecany w rehabilitacji ruchowej.

- Rotor KRB jest przystosowany do montażu na ścianie kabiny UGUL.
- Możliwa jest płynna regulacja wysokości osi obrotu korby, długości korby oraz oporu.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

- Szerokość: 38 cm
- Długość: 80 cm
- Masa: 3,5 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

