



## AQUANESIS P

9 900,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UH-KIN-AQUP

AQUANESIS P - wirówka do masażu kończyn dolnych (stopy i podudzia).

### Opis produktu:

#### AQUANESIS P - wirówka do masażu kończyn dolnych (stopy i podudzia)

**AQUANESIS P** - Wanna przeznaczona do masażu wirowego kończyn dolnych (stopy i podudzia). Masaż wodny na te okolice rozluźnia mięśnie, działa przeciwbólowo, poprawia krążenie obwodowe. Wanna wyposażona jest w 16 dysz do masażu wodnego.

#### Cechy charakterystyczne wanny Aquanesis P

- półautomatyczny spust wody z niecki
- 16 dysz do masażu podwodnego
- prysznic ręczny
- masaż wodny

#### Hydroterapia - wskazania do kąpeli gorących

- przewlekłe zapalenie wielostawowe
- bóle reumatyczne
- zwyrodnienia stawowe
- choroba Bechterewa
- bóle mięśniowe
- zapalenie stawu kulszowego
- zapalenie przydatków
- porażenia dziecięce
- porażenia wielonerwowe
- zapalenie gruczołu krokowego

#### Hydroterapia - przeciwwskazania do kąpeli gorących

- niewydolność mięśnia sercowego
- choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
- stan po zawale mięśnia sercowego
- nadciśnienie tętnicze
- miażdżyca tętnic mózgowych
- stany ogólnego wyczerpania organizmu

## Cechy produktu:

Pojemność (l.): 60

Ilość dysz: 16

Długość (mm): 900

Szerokość (mm): 835

Wysokość (mm): 720

## Specyfikacja techniczna

### Parametry techniczne

---

- Pojemność zabiegowa : 55-60l
- Liczba dysz: 16
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 90 x 83,5 x 72cm
- Pobór mocy: 1,1kW
- Zasilanie: 230 V/50Hz
- Waga: 60 kg

## Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

- Masaż wirowy – zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy – wskazania i przeciwwskazania

## Widok 360

## Galeria produktów:

