

AQUARIUS E

39 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Wanna do masażu podwodnego i powietrznego wraz z wężem zabiegowym AQUARIUS E



Opis produktu:

Wanna do masażu podwodnego AQUARIUS E

Wanna do masażu podwodnego i powietrznego **AQUARIUS E** jest wyposażona w dysze do masażu podwodnego i w wąż zabiegowy do masażu podwodnego ręcznego. Pompa do masażu powietrznego posiada dodatkowo wbudowaną lampę UV. W modelu AQUARIUS E po wykonaniu zabiegu uruchamiana jest dezynfekcja polegająca na przepłukaniu wszystkich dysz (możliwe jest także ręcznie uruchomienie płukania).

Dlaczego warto zakupić wannę AQUARIUS E?

- 3 niezależne strefy zabiegowe (stopy, uda i biodra, kręgosłup)
- elektroniczny wyświetlacz temperatury wody
- elektroniczne ustawienie czasu zabiegu
- wbudowane programy zabiegowe
- automatyczna dezynfekcja po wykonanym zabiegu

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Pojemność zabiegowa 250-280 l Liczba dysz

- masaż podwodny - 26
- kąpiel perełkowa - 12

Dodatkowe opcje

- program TURBO
- wąż zabiegowy
- prysznic ręczny

Wymiary (dł x szer x wys) 210 x 83 x 85 cm Pobór mocy 2,2 kW Zasilanie 230 V/ 50 Hz Waga 120 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 45

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

