

AQUARIUS E/M

32 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%



Odniesienie: -

Wanna do masażu podwodnego ręcznego AQUARIUS E/M

Opis produktu:

Wanna do masażu podwodnego ręcznego AQUARIUS E/M

Wanna wyposażona w wąż do masażu ręcznego AQUARIUS E/M. Sterowana jest przez prosty, niezawodny system elektroniczny. Funkcje napełniania odbywa się automatycznie, natomiast spustu wody manualnie. Wanna posiada termometr oraz prysznic ręczny do opłukiwania wanny.

Zalety wanny AQUARIUS E/M

- manualne ustawienie temperatury wody,
- automatyczne napełnianie wanny
- prysznic ułatwiający spłukiwanie wanny
- elektroniczny wyświetlacz temperatury wody

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Pojemność zabiegowa 250-280 l Dodatkowe opcje

- wąż zabiegowy
- prysznic ręczny

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 210 x 83 x 63 cm Pobór mocy 1,1 kW Zasilanie 230 V/ 50 Hz Waga 105 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

