

AQUARIUS E/A

37 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: -

Wanna do masażu podwodnego i powietrznego AQUARIUS E/A

Opis produktu:

Wanna do masażu podwodnego ręcznego AQUARIUS E/A

Wanna do masażu podwodnego i powietrznego AQUARIUS E/A

wyposażona w 26 dysz do masażu wodnego oraz 12 dysz do masażu powietrznego, turbo. Sterowana jest przez prosty, niezawodny system elektroniczny. Funkcje napełniania odbywa się automatycznie, natomiast spustu wody – mechanicznie. Wanna posiada termometr oraz prysznic ręczny do oplukiwania wanny. Pompa do masażu powietrznego posiada wbudowaną lampę UV. W modelu E/A po wykonaniu zabiegu uruchamiana jest dezynfekcja polegająca na przepłukaniu wszystkich dysz (możliwe jest także ręcznie uruchomienie płukania).

Zalety wanny AQUANESIS E/A

- 3 niezależne strefy zabiegowe (stopy, uda i biodra, kręgosłup),
- elektroniczny wyświetlacz temperatury wody,
- elektroniczne ustawienie czasu zabiegu,
- wbudowane programy zabiegowe,
- automatyczna dezynfekcja po wykonanym zabiegu

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Pojemność zabiegowa 250-280 l Liczba dysz

- masaż podwodny - 26
- kąpiel perełkowa - 12

Dodatkowe opcje

- program TURBO
- prysznic ręczny

Wymiary (dł x szer x wys) 210 x 83 x 63 cm Pobór mocy 2,2 kW Zasilanie 230 V/ 50 Hz Waga 120 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

