



## Tablica do ćwiczeń manualnych (z oporem)

1 330,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UT-KNB-T-KTM

Tablice do ćwiczeń manualnych ręki z oporem - przeznaczone są zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci do ćwiczeń czynnych wspomaganych.

### Opis produktu:

#### Tablica do ćwiczeń manualnych (z oporem)

Tablica do ćwiczeń manualnych ręki z oporem przeznaczona zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci do ćwiczeń czynnych wspomaganych.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

##### Parametry techniczne

blat 72 x 52 cm wysokość regulowana w zakresie 54 - 86 cm waga - Tablica z oporem 12 kg

### Wyposażenie

#### Wyposażenie standardowe

- zestaw przyrządów do ćwiczeń umocowanych na blacie o wymiarach 72 x 52 cm z możliwością regulacji wysokości
- obciążniki miękkie ze skóry 5 x 25 dkg

Wszystkie obciążniki są mocowane do linek za pomocą esików.

### Informacje dodatkowe

**Widok 360**

**Galeria produktów:**

