



## Fotel do ćwiczeń oporowych FRT-B

6 390,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Fotel do ćwiczeń oporowych FRT-B

### Opis produktu:

#### Fotel do ćwiczeń oporowych FRT-B

Fotel rehabilitacyjny FRT-B przeznaczony jest do ćwiczeń oporowych:

- kończyn dolnych
- kończyn górnych
- stawu barkowego

Fotel do ćwiczeń oporowych FRT-B jest wyposażony w dwie główce oraz dodatkowe pasy do stabilizacji. Fotel ma zamontowane w ramie po obu stronach oparcia specjalne uchwyty do usadowienia głowic do ćwiczeń kończyn górnych i barku w pozycji leżącej. Uchwyty ramienia głowic są regulowane do długości ramienia pacjenta.

#### Jakie funkcje posiada fotel rehabilitacyjny?

- Regulacja długości siedziska za pomocą pokręteł po obu stronach fotela
- Regulacja kąta oparcia (0 do 85 stopni) za pomocą sprężyny gazowej
- Ustawienie wysokości osi obrotu głowic za pomocą pokręteł z przodu fotela
- Ustawienie kąta pomiędzy ramionami głowicy za pomocą sprzęgła zębatego blokowanego przy pomocy pokrętła

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

szerokość 168 cm wysokość 155 cm waga 50 kg ciężarki 1 kg x 8 sztuk maksymalne obciążenie 160 kg

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

---

- 3 pasy stabilizacyjne
- ciężarki (8 sztuk x 1 kg)

## Informacje dodatkowe

### Widok 360

### GPSR

Producent: TECH-MED Roman Paślawski Spółka Jawna

Adres: ul. Oleska 117, 45-233 Opole, Polska, Polska

Email: [biuro@tech-med.com.pl](mailto:biuro@tech-med.com.pl)

### Informacje o bezpieczeństwie

### Galeria produktów:

