



PROFI 4 Plus

7 700,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół rehabilitacyjny PROFI 4 Plus

Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny PROFI 4 Plus

- Stół rehabilitacyjny **PROFI 4 Plus** znajduje zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjoterapii.
- Charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją stalową.
- Leżysko składa się z czterech segmentów. Pozwala to ułożyć pacjenta w pozycji „krzeselkowej”.
- Zagłówek stołu regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej.
- Podział i łamanie leżyska za pomocą sprężyn gazowych.
- Stół, dzięki jego solidnemu wykonaniu i wzmocnionej ramie, bez wątpienia sprosta wymaganiom każdego fizjoterapeuty.
- Tapicerka V line z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu PROFI 4 Plus.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 4

Pivot: tak

Układ jezdny: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

szerokość 67 cm długość 200 cm wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) 47-93 cm regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie - 45° + 45° waga 84 kg maksymalne obciążenie 150 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

