

Aquaray

43 896,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Wanna terapeutyczna do automatycznego hydromasażu strefowego Aquaray



Opis produktu:

Wanna terapeutyczna do automatycznego hydromasażu strefowego Aquaray

Główną funkcją wanny Aquaray jest automatyczny hydromasaż strefowy. W zależności od wykonania, wanna Aquaray wyposażona jest w dysze do hydromasażu, które pracują w 5, 3 lub 1 strefie niecki wanny.

Cechy charakterystyczne wanny Aquaray

- niecka wanny dostępna w 2 kolorach - biały lub calypso,
- niecka wanny wzmocniona włóknem szklanym,
- ekonomiczne zużycie wody - min 160 l,
- 1 strefa wyposażona w 24 dysze do hydromasażu,
- regulacja intensywności hydromasażu,
- wbudowany system dezynfekcji układu wodnego wanny,
- wbudowany system automatycznego opróżniania wanny,
- 3 programy standardowe: (P1-P3) + 17 programów użytkownika (P4-P20),
- nowoczesny panel sterowania wyposażony w kolorowy wyświetlacz,
- 2 czujniki temperatury,
- 2 czujniki poziomu wody,
- słuchawka prysznicowa do spłukiwania wanny,
- bateria termostatyczna,
- wbudowane uchwyty dla rąk i podpórka do nóg, umożliwiające pacjentowi przyjęcie odpowiedniej pozycji do zabiegu,
- 98 dysz powietrznych do masażu perełkowego.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

pojemność zabiegowa min. 160 l pojemność do przelewu 320 l czas napełniania ok. 4 minut czas spustu ok. 2,5 min pobór mocy maks. 22 zasilanie 230/50 [V/Hz] wymiary (dł. x szer. x wys.) 225 x 88 x 73 cm waga 170 kg (210 kg z pełnym wyposażeniem)

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- stopień ułatwiający wejście do wanny,
- zagłówek,
- podpórka do nóg.

Wyposażenie opcjonalne

- Bicz wodny do masażu manualnego
- Dodatkowe 12 pojedynczych źródeł światła do chromoterapii
- Dodatkowe 24 pojedyncze źródła światła do chromoterapii
- Dodatkowe 36 pojedynczych źródeł światła do chromoterapii
- Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła audio (złącze Minijack, łącze Bluetooth)
- Zbiornik na 1 zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomocą przycisku

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

