



PIZARRO BASIC

10 700,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Wanna do masażu wirowego stóp i podudzi Pizzaro z 6 dyszami montowanymi na ścianach wanny.

Opis produktu:

Wanna do masażu wirowego stóp i podudzi Pizzaro BASIC

Wirówka PIZARRO BASIC przeznaczona jest do masażu wirowego kończyn dolnych (stopy i podudzia). Zastosowanie 6 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody pozwala na dostosowanie parametrów zabiegu do konkretnego przypadku. Wanna wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym. Konstrukcja miski pozwala w komfortowy sposób umieścić nogi w wannie

Atuty wanny do kończyn dolnych Pizarro

- bezwylewkowy system napełniania,
- termomieszalnik
- prysznic ręczny
- system dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody (6 dysz)

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Pojemność zabiegowa 57 l Ilość dysz 6 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 89 x 88 x 75 cm

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- 6 dysz do masażu podwodnego
- Prysznic ręczny
- Termomieszalnik

- Krzesło do wirówek BETA

Wyposażenie opcjonalne

- System dezynfekcji chemicznej
- Bierny masaż perełkowy

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

- Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym DTR danego urządzenia.
- Uwaga - w celu właściwego dopasowania do wymagań pomieszczeń oraz ułatwienia obsługi wanny istnieje możliwość wyboru strony urządzenia po której ma zostać zamontowany włącznik.
- Masaż wirowy - zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy - wskazania i przeciwwskazania

Widok 360

Galeria produktów:

