



## CASTILLO

18 100,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

CASTILLO - Wanna do masażu wirowego kończyn górnych

### Opis produktu:

#### CASTILLO - Wanna do masażu wirowego kończyn górnych

**Wirówka CASTILLO** przeznaczona jest do masażu okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych. Dzięki zastosowaniu dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody, pozwala ona przeprowadzić dokładną terapię kończyny górnej. Masaż perełkowy wzbogaca funkcjonalność wanny a opcjonalne wyposażenie pozwala dostosować wannę do swoich wymagań. Wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym. Konstrukcja zapewnia łatwy dostęp pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich.

#### Co wyróżnia wirówkę CASTILLO

- nowoczesne wzornictwo
- prysznic ręczny
- system dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody (10 dysz)
- bierny masaż perełkowy
- bezwylewkowy system napełniania
- dotykowy panel sterowania
- termomieszalnik

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

##### Parametry techniczne

Pojemność zabiegowa 36 l Ilość dysz 10 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 95 x 11 x 10,7 cm

### Wyposażenie

**Wyposażenie standardowe**

---

- 10 dysz do masażu podwodnego
- prysznic ręczny
- automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem
- dotykowy panel sterowania
- zabezpieczenie pompy przed pracą "na sucho"
- timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu
- termomieszalnik
- krzesło do wirówek BETA
- Obręcz do masażu limfatycznego
- System powiadamiania o konieczności przeprowadzenia odkamieniania
- Wskaźnik siły ciśnienia wody

**Wyposażenie opcjonalne**

---

- system dezynfekcji chemicznej
- 50 dysz

**Informacje dodatkowe****Informacje dodatkowe**

---

- Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym DTR danego urządzenia.
- Uwaga - w celu właściwego dopasowania do wymagań pomieszczeń oraz ułatwienia obsługi wanny istnieje możliwość wyboru strony urządzenia po której ma zostać zamontowany włącznik.
- Masaż wirowy - zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy - wskazania i przeciwwskazania

**Widok 360****Galeria produktów:**