



CASTILLO BASIC

14 100,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

CASTILLO BASIC - Wanna do masażu wirowego kończyn górnych

Opis produktu:

CASTILLO BASIC - Wanna do masażu wirowego kończyn górnych

Wirówka CASTILLO BASIC przeznaczona jest do masażu okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych. Dzięki zastosowaniu dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody, pozwala ona przeprowadzić dokładną terapię kończyny górnej. Masaż perełkowy wzbogaca funkcjonalność wanny a opcjonalne wyposażenie pozwala dostosować wannę do swoich wymagań. Wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym. Konstrukcja zapewnia łatwy dostęp pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Co wyróżnia wirówkę CASTILLO

- nowoczesne wzornictwo
- prysznic ręczny
- system dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody (10 dysz)
- bierny masaż perełkowy
- bezwylewkowy system napełniania
- termomieszalnik

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Pojemność zabiegowa 36 l Ilość dysz 10 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 95 x 11 x 10,7 cm

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- 10 dysz do masażu podwodnego
- prysznic ręczny
- termomieszalnik
- krzesło do wirówek BETA
- Obręcz do masażu limfatycznego
- System powiadamiania o konieczności przeprowadzenia odkamieniania
- Wskaźnik siły ciśnienia wody

Wyposażenie opcjonalne

- system dezynfekcji chemicznej
- zabezpieczenie pompy przed pracą "na sucho"
- 50 dysz
- automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem
- dotykowy panel sterowania
- timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

- Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym DTR danego urządzenia.
- Uwaga - w celu właściwego dopasowania do wymagań pomieszczeń oraz ułatwienia obsługi wanny istnieje możliwość wyboru strony urządzenia po której ma zostać zamontowany włącznik.

- Masaż wirowy - zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy - wskazania i przeciwwskazania

Widok 360

GPSR

Producent: PHU Technomex Sp z o.o.

Adres: ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, Polska

Email: biuro@technomex.pl

Telefon: +48 32 401 0350

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:



