

## KOLUMB

44 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

KOLUMB - Wanna do kąpiei wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa



### Opis produktu:

KOLUMB - Wanna do kąpiei wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa

**Wirówka KOLUMB** przeznaczona jest do masażu wirowego kończyn dolnych oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Masaż prowadzony jest za pomocą 14 dysz z regulacją kierunku wypływu wody podzielonych na 3 niezależne sekcje. System sterowania ich pracą pozwala na wybór 7 możliwych kombinacji. Dodatkowo dzięki dwóm poziomom napełnienia wanna KOLUMB umożliwia znaczne oszczędności wody. System kąpiei perełkowej (55 dysz - 11 x 5) oraz chromoterapia pozwalają na wzbogacenie zabiegu hydroterapii. Wanna wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym.

### Co wyróżnia wirówkę KOLUMB

- nowoczesne wzornictwo,
- prysznic ręczny,
- system dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody (14 dysz w 3 niezależnych sekcjach),
- kombinowana praca sekcji,
- dwa poziomy napełnienia (80 i 210 litrów),
- elektroniczny termometr,
- masaż perełkowy (55 dysz),
- bezwylewkowy system napełnienia,
- dotykowy panel sterowania.

### Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

---

Pojemność zabiegowa 210 l Ilość dysz 14 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 15,4 x 87 x 10,7 cm

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

---

- 14 dysz do masażu podwodnego w 3 niezależnych sekcjach
- prysznic ręczny
- Masaż perełkowy (55 dysz - 11 x 5)
- automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem
- dotykowy panel sterowania
- zabezpieczenie pompy przed pracą "na sucho"
- timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu
- System chromoterapii
- System dezynfekcji chemicznej
- Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny

### Wyposażenie opcjonalne

---

- System dezynfekcji przy użyciu lampy UV
- Dysze analne (2 sztuki)
- Sterowany elektronicznie spust wody z miski wanny oraz systemów powietrzno-hydraulicznych
- System podtrzymywania temperatury/ogrzewania wody

## Informacje dodatkowe

### Informacje dodatkowe

---

- Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym DTR danego urządzenia.
- Uwaga - w celu właściwego dopasowania do wymagań pomieszczeń oraz ułatwienia obsługi wanny istnieje możliwość wyboru strony urządzenia po której ma zostać zamontowany włącznik.
- Masaż wirowy - zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy - wskazania i przeciwwskazania

## Widok 360

### Galeria produktów:

