

**1116T**

12 300,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

1116T Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych

## Opis produktu:

### Wirówka kończyn dolnych i górnych 1116T

**Wanna do masażu wirowego 1116T** wykorzystywana jest do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych. Masaż odbywa się za pomocą systemu 4 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody na stałe umieszczonych na ścianie wanny. Dodatkowo dzięki dwóm poziomom napełniania (połowa / cała wanna) istnieje możliwość ograniczenia zużycia wody. Zabiegi na kończyny dolne wykonywane są z użyciem wysokiego krzesła.

### Właściwości:

- prysznic ręczny,
- system dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody (4 dysze),
- regulowana wysokość nóg,
- dwa poziomy napełniania (120 i 235 litrów).

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

Pojemność zabiegowa 235 l Ilość dysz 4 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 138 x 58 x 88 cm

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

- prysznic ręczny
- 4 dysze do hydromasażu z regulacją kierunku

- Półautomatyczny spust wody
- Krzesło do wirówek BETA

### Wyposażenie opcjonalne

---

- Bierny masaż perełkowy
- Temomieszalnik
- System dezynfekcji chemicznej

### Informacje dodatkowe

#### Informacje dodatkowe

---

- Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym DTR danego urządzenia.
- Uwaga - w celu właściwego dopasowania do wymagań pomieszczeń oraz ułatwienia obsługi wanny istnieje możliwość wyboru strony urządzenia po której ma zostać zamontowany włącznik.

Więcej informacji na temat hydroterapii znajdziesz na stronie:

- Hydroterapia - informacje ogólne
- Masaż wirowy - zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy - wskazania i przeciwwskazania

### Widok 360

### Galeria produktów:

