

**1115T**

15 900,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

1115T Wanna do kąpielii wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa z systemem 12 dysz kierunkowych

## Opis produktu:

Wanna do kąpielii wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa z systemem 12 dysz kierunkowych

**Wirówka 1115T** przeznaczona jest do masażu wirowego kończyn dolnych oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Zabieg prowadzony jest za pomocą 12 dysz z regulacją kierunku podzielonych na 3 niezależne sekcje. Dodatkowo dzięki dwóm poziomom napełnienia, wanna umożliwia znaczne oszczędności wody. Wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym

## Właściwości:

- prysznic ręczny,
- system dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody (12 dysz w 3 niezależnych sekcjach),
- odpływ półautomatyczny,
- dwa poziomy napełnienia (80 i 210 litrów).

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

Pojemność zabiegowa 210 l Ilość dysz 12 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 14,4 x 72 x 98 cm

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

- prysznic ręczny

- 12 dysz do masażu podwodnego w 3 niezależnych sekcjach
- Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”
- Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny

### Wyposażenie opcjonalne

---

- Bierny masaż perełkowy
- System dezynfekcji chemicznej

## Informacje dodatkowe

### Informacje dodatkowe

---

- Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym DTR danego urządzenia.
- Uwaga - w celu właściwego dopasowania do wymagań pomieszczeń oraz ułatwienia obsługi wanny istnieje możliwość wyboru strony urządzenia po której ma zostać zamontowany włącznik.

Więcej informacji na temat hydroterapii znajdziesz na stronie:

- Hydroterapia - informacje ogólne
- Masaż wirowy - zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy - wskazania i przeciwwskazania

## Widok 360



## Galeria produktów: