

**1115EZ**

29 300,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

1115EZ Wanna do kąpielii wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa z elektrozaworami.

Opis produktu:

1115EZ Wanna do kąpielii wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa z elektrozaworami

Wirówka 1115EZ przeznaczona jest do masażu wirowego kończyn dolnych oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Zabieg prowadzony jest za pomocą 12 dysz z regulacją kierunku podzielonych na 3 niezależne sekcje. System sterowania ich pracą pozwala na wybór 7 możliwych kombinacji. Dzięki dwóm poziomom napełnienia, wanna umożliwia znaczne oszczędności wody. Wykonana została z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym.

Właściwości:

- prysznic ręczny,
- system dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody (12 dysz w 3 niezależnych sekcjach),
- odpływ półautomatyczny,
- dwa poziomy napełnienia (80 i 210 litrów),
- kombinowana praca sekcji,
- dotykowy panel sterowania.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Pojemność zabiegowa 210 l Ilość dysz 12 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 14,4 x 72 x 98 cm

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- 12 dysz do masażu podwodnego w 3 niezależnych sekcjach
- Pysznic ręczny
- Automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem
- Dotykowy panel sterowania
- Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu
- Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”
- Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny

Wyposażenie opcjonalne

- Bierny masaż perełkowy
- Sterowany elektronicznie spust wody z misy wanny oraz systemów powietrzno-hydraulicznych
- System dezynfekcji chemicznej
- System podtrzymywania temperatury /ogrzewania

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

- Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym DTR danego urządzenia.
- Uwaga - w celu właściwego dopasowania do wymagań pomieszczeń oraz ułatwienia obsługi wanny istnieje możliwość wyboru strony urządzenia po której ma zostać zamontowany włącznik.

Więcej informacji na temat hydroterapii znajdziesz na stronie:

- Hydroterapia - informacje ogólne
- Masaż wirowy - zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy - wskazania i przeciwwskazania

Widok 360

GPSR

Producent: PHU Technomex Sp z o.o.

Adres: ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, Polska

Email: biuro@technomex.pl

Telefon: +48 32 401 0350

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

