



## Krzyżak PS-K

940,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UT-KNB-PSK

Przyrząd PS-K przeznaczony jest do ćwiczeń stawu skokowego: wolnych i z obciążeniem w osi wzdłużnej i poprzecznej stopy.

## Opis produktu:

### Krzyżak PS-K przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego

- **Urządzenie PS-K** przeznaczony jest do ćwiczeń stawu skokowego: wolnych i z obciążeniem w osi wzdłużnej i poprzecznej stopy. Istnieje możliwość blokady obrotu stopy wokół każdej z tych osi oraz nakładanie obciążeń w tych kierunkach.
- W wyposażeniu standardowym **urządzenia do ćwiczeń stawu skokowego** znajdują się ramię oraz 4 obciążniki odpowiednio zakładane na zasobniki, które pozwalają na intensyfikowanie ćwiczeń. Dzięki zamocowaniu ramienia urządzenie daje możliwość wykonywania ćwiczeń wspomaganych zgięcia podszwawego i grzbietowego stopy.

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne:

Długość (bez ramienia) 60 cm Szerokość 40 cm Wysokość 35 cm Obciążenie 4 x 0,5 kg Waga 8 kg

## Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

## Widok 360

**Galeria produktów:**

