

AQUANESIS BP (ręczna)

19 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

AQUANESIS BP - wanna do kąpielii wirowych kończyn dolnych i kręgosłupa wyposażona w 18 dysz



Opis produktu:

AQUANESIS BP - wanna do kąpielii wirowych kończyn dolnych i kręgosłupa wyposażona w 18 dysz

Wanna do kąpielii wirowych sterowana jest za pomocą panelu dotykowego, posiada prysznic ręczny, termometr, dwa poziomy napełniania oraz 3 niezależne strefy:

- kończyny dolne
- kręgosłup
- kończyny dolne i kręgosłup

Wanna do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa charakteryzuje się:

- system automatycznego napełniania
- dwa poziomy napełniania
- 3 niezależne strefy: kończyny dolne, kręgosłup, kończyny dolne + kręgosłup
- możliwość ustawienia czasu zabiegu
- czujnik temperatury
- czujnik poziomu wody
- prysznic
- stopień podwójny ułatwiający wejście do wanny

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

pojemność zabiegowa 70-170 l liczba dysz 18 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 136 x 75 x 100 cm Pobór mocy 1,1 kVA
Zasilanie 230V/50Hz Waga 80 kg

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- 4 dysze na odcinku lędźwiowym kręgosłupa
- 2 dysze boczne na okolice bioder
- 12 dysz na kończyny dolne

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

- Masaż wirowy - zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy - wskazania i przeciwwskazania

Widok 360

GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 45

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

