

MAGELLAN BASIC

61 800,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: -

Wielofunkcyjna wanna do hydroterapii w wersji podstawowej

Opis produktu:

Wielofunkcyjna wanna do hydroterapii Magellan BASIC

Wanna Magellan BASIC przeznaczona jest do automatycznego masażu podwodnego oraz kąpieli perełkowej. Wanna posiada 34 dysze dużej mocy (możliwość zmiany kierunku wypływu wody) pracujące w 5 niezależnych sekcjach:

- kręgosłup,
- biodra,
- kolana,
- podudzia,
- stopy.

Możliwe jest indywidualne zaprogramowanie kolejności pracy sekcji. Można też wyłączyć wybraną sekcję w celu pominięcia danej partii ciała. Urządzenie posiada 7" dotykowy panel sterowania, dzięki czemu w łatwy sposób możemy sterować parametrami zabiegowymi.

Wielkimi atutami wanny Magellan są:

- ekonomiczne zużycie wody
- wyeliminowanie konieczności przebywania personelu przez cały czas trwania zabiegu
- nowoczesny kształt i wygląd
- regulowana podpórka pod stopy - możliwość dopasowania do wzrostu pacjenta
- innowacyjne rozwiązanie bezwylewkowe
- dotykowy kolorowy panel sterowania
- AutoTest - automatyczny test sprawności bezpieczników

Cechy produktu:

Pojemność (l.): 320

Ilość dysz: 104

Długość (mm): 2200

Szerokość (mm): 950

Wysokość (mm): 980

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

poziom 1 110 litrów poziom 2 220 litrów wymiary (dł x sz x wys) 2200 x 950 x 980 mm

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- Masaż podwodny automatyczny - 34 dysze w 5 sekcjach (stopy, podudzia, kolana, biodra, kręgosłup)
- System kąpieli perełkowej - 14 x 5 dysz
- Pysznik ręczny

- Podpórka pod stopy

- Poręcze boczne
- 7" dotykowy panel sterowania
- Automatyczny system napełniania
- Automatyczne ustawienie wybranego poziomu wody
- Sterowany elektronicznie spust wody z misy i systemów powietrzno-hydraulicznych
- Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu
- Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”
- Zabezpieczenie przed zanikiem i zmianą kolejności faz
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny

Wyposażenie opcjonalne

- System chromoterapii
- System dezynfekcji chemicznej
- System dezynfekcji z wykorzystaniem lampy UV
- System aromaterapii
- System podtrzymywania temperatury/ogrzewania wody
- Wąż do masażu podwodnego z 3 wymiennymi końcówkami

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

- Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym DTR danego urządzenia.

Widok 360

Galeria produktów:

