

ALMAGRO

50 200,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Wanna do masażu podwodnego za pomocą węża zabiegowego



Opis produktu:

ALMAGRO - wanna do masażu podwodnego

Wanna **ALMAGRO** przeznaczona jest do wykonywania masażu podwodnego za pomocą węża zabiegowego.

Wanna wyposażona jest w:

- 8 dysz bocznych - po 4 na stronę
- 6 dysz na kręgosłup
- system kąpeli perełkowych oraz
- dotykowy panel sterowania

Unikalne atuty wanny:

- ekonomiczne zużycie wody
- nowoczesny wygląd i kształt
- innowacyjne rozwiązanie bezwylewkowe
- wyeliminowanie konieczności przebywania personelu przez cały czas trwania zabiegu

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

poziom 1 120 litrów poziom 2 240 litrów wymiary (dł x sz x wys) 2200 x 950 x 980 mm

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- Masaż podwodny automatyczny – 8 dysz bocznych
- Masaż podwodny automatyczny – 6 dysz na kręgosłup
- System kąpeli perełkowej – 14 x 5 dysz
- Pysznic ręczny
- Wąż do masażu podwodnego z 3 wymiennymi końcówkami
- Poręcze boczne
- Dotykowy panel sterowania
- Automatyczny system napełniania
- Automatyczne ustawienie wybranego poziomu wody
- Sterowany elektronicznie spust wody z misy i systemów powietrzno-hydraulicznych
- Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu
- Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”
- Zabezpieczenie przed zanikiem i zmianą kolejności faz
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny

Wyposażenie opcjonalne

- System chromoterapii
- System dezynfekcji chemicznej
- System aromaterapii
- System podtrzymywania temperatury/ogrzewania wody

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

- Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym DTR danego urządzenia.

Widok 360

Galeria produktów:

