

T- UWM

34 840,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Wanna do masażu podwodnego T-UWM przeznaczona do prowadzenia zabiegu masażu podwodnego za pomocą węża z wymiennymi końcówkami.

Opis produktu:

Wanna medyczna T-UWM to wanna do masażu podwodnego wężem (z 3 wymiennymi końcówkami i płynną regulacją ciśnienia w zakresie 0-5,5 bara) lub przy pomocy opcjonalnego systemu dysz do hydromasażu. Parametry kontrolować można z poziomego dotykowego panelu sterowania. Dla oszczędności wody T-UWM posiada dwa poziomy napełnienia (200 i 350 litrów). Ergonomiczny kształt i wymiary wanny pozwalają na wygodne i skuteczne prowadzenie pełnowartościowej terapii wężem zabiegowym, zgodnie ze sztuką wykonywania masażu.

Właściwości

- duża ilość miejsca w wannie dla przeprowadzenia zabiegu,
- wąż do masażu podwodnego,
- prysznic ręczny,
- podpórka pod głowę,
- dwa poziomy napełnienia - 200 i 350 litrów,
- uchwyty w ściankach wanny,
- automatyczny system napełniania,
- dotykowy panel sterowania.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

pojemność całkowita 350 l wymiary (dł. x szer. x wys.) 2300 x 960 x 900 mm

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- wąż do zabiegu masażu podwodnego
- wąż do masażu podwodnego z 3 wymiennymi końcówkami
- poręcz boczne
- prysznic ręczny
- zabezpieczenie przed zanikiem i zmianą kolejności faz
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- stopień ułatwiający wchodzenie do wanny

Wyposażenie opcjonalne

- Masaż podwodny automatyczny - 6 dysz bocznych
- Masaż podwodny automatyczny - 3 dysze na kręgosłup
- System kąpieli perełkowej - 14 x 5 dysz
- System dezynfekcji chemicznej
- Dotykowy panel sterowania
- Automatyczny system napełniania
- Automatyczne ustawienie wybranego poziomu wody
- Automatyczny spust wody z wanny
- Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu
- Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

- Hydroterapia - informacje ogólne

Widok 360

GPSR

Producent: PHU Technomex Sp z o.o.

Adres: ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, Polska

Email: biuro@technomex.pl

Telefon: +48 32 401 0350

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

