

T-MOT/UWM

51 900,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

T-MOT/UWM - wanna motylkowa z systemem napełniania, do ćwiczeń w odciążeniu jak i masażu podwodnego.



Opis produktu:

Wanna motylkowa T-MOT/UWM z systemem napełniania

Duże wymiary **wanny T-MOT UWM** pozwalają na swobodne przeprowadzenie terapii. Wykonanie z tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym zapewnia wieloletnią bezproblemową eksploatację oraz zmniejsza ryzyko uszkodzenia wanny. W zależności od wersji tank Hubbarda może być wyposażony m.in. w system do masażu podwodnego (T-MOT UWM w standardzie) i skimmer – specjalny przelew, który przystosowuje wannę do recyklingu wody (podłączenie do stacji uzdatniania).

Właściwości wanny T-MOT

- 8 uchwytów wewnątrz wanny dla bezpieczeństwa i wygody pacjenta,
- podpórka na głowę,
- prysznic ręczny,
- wąż do masażu podwodnego (z 3 wymiennymi końcówkami),
- bogate możliwości doposażenia.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

pojemność całkowita/użytkowa 1100 l wymiary długość 2450 mm szerokość 2000 mm wysokość 900 mm

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- System napełniania wanny
- Pysznik ręczny
- Wąż do masażu podwodnego z 3 wymiennymi końcówkami
- System zabezpieczający pompę przed pracą „na sucho”
- Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny

Wyposażenie opcjonalne

- Dysze do masażu podwodnego (8 sztuk)
- Dysze do masażu podwodnego (4 sztuki)
- System dezynfekcji chemicznej
- System ozonoterapii
- Przelew (skimmer) do recyklingu wody
- System kąpieli perełkowej
- System podtrzymania temperatury wody

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

- Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym DTR danego urządzenia.

Widok 360

Galeria produktów:

