

**T-MP/B**

18 100,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: -

Wanna medyczna T-MP/B do kąpeli borowinowych

## Opis produktu:

### Wanna medyczna T-MP/B do kąpeli borowinowych

- Kolekcja wanien medycznych zawiera w sobie cztery modele dzięki czemu można wybrać urządzenie najlepiej pasujące do konkretnych wymagań placówki.
- Dzięki opcjonalnemu doposażeniu mogą Państwo także rozszerzyć zakres zastosowań wybranego modelu. Wszystkie wanny medyczne wykonane są z odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym, zapewnia to wieloletnią pracę bez inwestycji i zmniejsza ryzyko uszkodzenia powłoki wanny.
- **Wanna medyczna T-MP/B przeznaczona jest do kąpeli borowinowych.** Charakteryzuje się powiększonym odpływem ułatwiającym opróżnianie wanny z mieszanki wody z borowiną. W standardowym wyposażeniu wanny znajduje się system napełniania i prysznic ręczny.

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

---

pojemność 250 litrów długość 1980 mm

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

---

- System napełniania
- Prysznic ręczny

## Informacje dodatkowe

### Informacje dodatkowe

---

- Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym DTR danego urządzenia.

## Widok 360

## Galeria produktów:

