

Kozetka KZ

1 050,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: H-UZ-KNB-KZ_PM_SA

Kozetka lekarska KZ - wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor szary. Tapicerka 2-częściowa z regulowanym zagłówkiem.

Opis produktu:

Kozetka lekarska KZ

Kozetka wykonana z profili metalowych malowanych proszkowo na kolor szary. Tapicerka 2-częściowa z regulowanym zagłówkiem. **Kozetka** metalowa jest produktem idealnym dla gabinetów lekarskich i gabinetów zabiegowych.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

szerokość 61 cm długość 177 cm wysokość 61 cm regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie -60° + 50 ° waga 30 kg maksymalne obciążenie 150 kg

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- uchwyt na papier

Informacje dodatkowe

Gwarancja

- konstrukcja metalowa - 2 lata
- tapicerka - 1 rok
- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację

Widok 360**Galeria produktów:**