



T-MP/K

19 300,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Wanna medyczna T-MP/B do kąpeli kwasowęglowej

## Opis produktu:

### Wanna medyczna T-MP/B do kąpeli kwasowęglowej

- **Wanna współpracuje z saturatorem, który nasycą wodę dwutlenkiem węgla.**
- Wanna medyczna T-MP/K przeznaczona jest do kąpeli medycznych kwasowęglowych. W standardowym wyposażeniu wanny znajduje się system napełniania i prysznic ręczny.
- Kolekcja wanien medycznych zawiera w sobie cztery modele dzięki czemu można wybrać urządzenie najlepiej pasujące do konkretnych wymagań placówki.
- Dzięki opcjonalnemu doposażeniu mogą Państwo także rozszerzyć zakres zastosowań wybranego modelu. Wszystkie wanny medyczne wykonane są z odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym, zapewnia to wieloletnią pracę bez inwestycji i zmniejsza ryzyko uszkodzenia powłoki wanny.

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

pojemność 250 litrów długość 1980 mm

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

- System napełniania
- Prysznic ręczny

### Wypożyczenie opcjonalne

---

- System kąpiel perłkowej (11 x 5 dysz)
- Saturator CO2

### Informacje dodatkowe

#### Informacje dodatkowe

---

- Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym DTR danego urządzenia.

### Widok 360

### GPSR

Producent: PHU Technomex Sp z o.o.

Adres: ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, Polska

Email: [biuro@technomex.pl](mailto:biuro@technomex.pl)

Telefon: +48 32 401 0350

### Informacje o bezpieczeństwie

### Galeria produktów:

