



POWER Q8060 aparat do drenażu limfatycznego z mankietem na rękę i 2 mankietami na nogę

7 236,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

## Opis produktu:

**Aparat do drenażu limfatycznego POWER Q8060 z mankietem na rękę i 2 mankietami na nogę** Aparat do masażu uciskowego Power Q8060 to 6-komorowy aparat do profesjonalnych zastosowań w medycynie i odnowie biologicznej.

Przeznaczony do gabinetów odnowy biologicznej, placówek rehabilitacyjnych ale również dla klientów indywidualnych.

Aparat jest wyposażony w tryby masażu wybierane na czytelnym panelu z klawiszami dotykowymi. Obsługuje mankiety 6-komorowe na rękę, nogę lub pas biodrowy.

**Cena prezentowanego zestawu obejmuje sterownik + 1 mankiet na rękę + 2 mankiety na nogę.**

### Co wyróżnia aparat POWER Q8060?

- Współpracuje z mankietami 6-komorowymi na rękę, nogę lub pas biodrowy
- Wyposażony 5-calowy wyświetlacz LCD
- Możliwość ustawienia ciśnienia i czasu zabiegu oraz czasu utrzymywania ciśnienia w komorze
- Możliwość ustawienia przerwy pomiędzy cyklami sesji zabiegowej (0-60 s)
- Dziesięć trybów pracy : A1, A2, B, C1, C2, C3, D1, D2, E1, E2
- Aparat jest urządzeniem przenośnym, o solidnej i kompaktowej budowie
- Wytrzymała konstrukcja, unikalny design

### Dodatkowe funkcje aparatu do masażu uciskowego Power Q8060:

- Funkcja Zapis (Save) umożliwiająca zapisanie parametrów masażu
- Funkcja Reset służąca do przywrócenia wartości początkowych

Obsługa aparatu POWER Q8060 jest prosta i intuicyjna. Za pomocą panelu sterowania można regulować wiele opcji takich jak:

- **dziesięć trybów pracy** : A1, A2, B, C1, C2, C3, D1, D2, E1, E2
- **ustawienie czasu zabiegu:** 0-99min.
- **ustawienie ciśnienia masażu pneumatycznego jednakowych dla wszystkich komór lub różnych dla**

**poszczególnych komór w zakresie:** 0-200 mm Hg dla trybów A1, A2, B, E1, E2, 0-130 mm Hg dla trybów C1, C2, C3, D1, D2

- **ustawienie czasu przerwy (odstępu):** 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 sek.
- **ustawienie czasu utrzymywania ciśnienia w komorze identycznego lub różnego dla poszczególnych komór:** (0-15sek.).
- **wyłączenie konkretnej komory mankietu** z pracy

## Cechy produktu:

## Specyfikacja techniczna

### Parametry techniczne

---

Zakres ciśnienia 0-200 mm Hg Czas pracy 0-99 min. Wymiary 440x330x180 mm Waga 7,5 kg

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

---

- aparat
- mankiet 6-komorowy na nogę - 2 szt.
- przewód powietrzny podwójny - 1 szt.
- przewód powietrzny pojedynczy - 1 szt.

## Informacje dodatkowe

### Więcej informacji

---

- Presoterapia jako metoda leczenia

## Widok 360

## Galeria produktów:

