

CarePump Lite4 aparat do drenażu limfatycznego

3 200,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

CarePump Lite4 aparat do drenażu limfatycznego (4-komorowy)



Opis produktu:

CarePump Lite4 aparat do drenażu limfatycznego (4-komorowy)

CarePump LITE4 jest aparatem umożliwiającym ustawienie podstawowych parametrów (ciśnienie, czas zabiegu, szybkość napełniania komór, tryb pracy) szczególnie polecanym do **użytku domowego**.

Wskazania do stosowania

- leczenie fizykalne stanów pourazowych,
- profilaktyka niewydolności układu krążenia oraz układu limfatycznego,
- schorzenia powodujące obrzęki,
- niewydolność limfatyczna po mastektomii,
- uczucie "ciężkich nóg",
- cellulit,
- wysięki,
- zapobieganie i profilaktyka w leczeniu otyłości i nadwagi,
- przebyte choroby zakaźne (w celu wzmocnienia organizmu i usunięcia toksyn),
- przyspieszenie absorpcji krwiaków czy siniaków poprzez stymulację mikrokrążenia.

Zalety aparatu Lite4

- Rzeczywisty pomiar ciśnienia w mankietach
- Certyfikat Polskiego Towarzystwa Limfologicznego
- Polska produkcja i serwis
- 4 tryby pracy - algorytmów zabiegowych
- Precyzyjna regulacja parametrów
- Możliwość wyłączenia poszczególnych komór
- Mankiety typu "overlapping" - W mankietach zastosowany został system zachodzących na siebie komór, co zapobiega cofaniu się limfy podczas wykonywania zabiegu, sprawiając, że jest bardziej efektywny.
- Niski poziom głośności
- Awaryjne odsysanie powietrza ze wszystkich komór w makiecie

Gwarancja: 2 lata

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Obsługiwane mankiety 4- komorowe Typ mankietów overlapping, fishbone Ciśnienie 20-220 mmHg Liczba programów zabiegowych 4 Czas zabiegu 1-120 minut Możliwość wyłączenia komór TAK Regulacja tempa zabiegu 1-5 Pobór mocy 40-70 W Wyświetlacz 5" kolorowy, dotykowy Wymiary 300x260x160 mm Waga 2,9 kg

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- aparat
- zasilacz

Wyposażenie opcjonalne

- mankiet na nogę lewą
- mankiet na nogę prawą
- rozdzielacz (umożliwia podpięcie do aparatu dwóch mankietów jednocześnie)
- mankiet na rękę
- mankiet krótkie spodnie
- mankiet - pas na biodra i brzuch

Informacje dodatkowe

Więcej informacji

- Presoterapia jako metoda leczenia

Widok 360

Galeria produktów:



