

Mankiet 4-komorowy na rękę do aparatów CarePump

420,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Mankiet 4-komorowy na rękę do aparatów CarePump



Opis produktu:

Mankiet 4-komorowy na rękę do aparatów CarePump

4-komorowy mankiet współpracuje z aparatami:

- **COMPACT4**
- **LITE4**
- **MOVE4**

Mankiet jest wyposażony w system "overlapping/fishbone" - komory, na które są podzielone mankiety zachodzą na siebie, co zapobiega cofaniu się płynów podczas zabiegu, poprawiając jego efektywność.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

