

KLD1

1 100,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: H-UZ-KNB-KLD1

Leżanka KLD1 wykonana z drewna bukowego, nie zawiera elementów metalowych. Przeznaczona do zabiegów fizykoterapeutycznych.

Opis produktu:

Leżanka KLD1

Leżanka KLD1 są produktem idealnym dla gabinetów lekarskich i gabinetów zabiegowych. Przeznaczone do zabiegów fizykoterapeutycznych. Tapicerka składa się z dwóch części z regulowanym zagłówkiem.

Dostępne kolory drewna:

- buk naturalny
- orzech

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

DANE KLD 1 KLD2 KLD 3 długość 180 cm 195 195 cm wysokość 65 cm 67 cm 67 cm szerokość 61 cm 66 cm 66 cm wysokość tapicerki 5 cm 7 cm 7 cm ręcznie regulowany zagłówek w zakresie 0° lub 35° 0° lub 40° 0° lub 35° (skokowo) maksymalne obciążenie 200 kg 200 kg 200 kg waga 30 kg 32 kg 32 kg

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- otwór na twarz

- uchwyt na papier

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360

Galeria produktów:

