

Mankiet 4-komorowy na nogę lewą do aparatów CarePump

420,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%



Odniesienie: -

Mankiet 4-komorowy na nogę lewa do aparatów CarePump

Opis produktu:

Mankiet 4-komorowy na nogę lewa do aparatów CarePump

4-komorowy mankiet na nogę lewą współpracuje z aparatami:

- **COMPACT4**
- **LITE4**
- **MOVE4**

Mankiet posiada rozmiar uniwersalny. Dla osób szczupłych po wypełnieniu powietrzem idealnie dopasowuje się do ciała, natomiast w przypadku osób o większym obwodzie nóg istnieje możliwość dokupienia poszerzacza.

Mankiet wyposażony w system "overlapping/fishbone" - komory, na które są podzielone mankiety zachodzą na siebie, co zapobiega cofaniu się płynów podczas zabiegu, poprawiając jego efektywność.

Cena dotyczy 1 sztuki.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

