

Mankiet 4-komorowy na nogę prawą do aparatów CarePump

420,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Mankiet 4-komorowy na nogę prawą do aparatów CarePump



Opis produktu:

Mankiet 4-komorowy na nogę prawą do aparatów CarePump

4-komorowy mankiet na nogę prawą współpracuje z aparatami:

- **COMPACT4**
- **LITE4**
- **MOVE4**

Mankiet posiada rozmiar uniwersalny. Dla osób szczupłych po wypełnieniu powietrzem idealnie dopasowuje się do ciała, natomiast w przypadku osób o większym obwodzie nóg istnieje możliwość dokupienia poszerzacza.

Mankiet wyposażony w system "overlapping/fishbone" - komory, na które są podzielone mankiety zachodzą na siebie, co zapobiega cofaniu się płynów podczas zabiegu, poprawiając jego efektywność.

Cena dotyczy 1 sztuki.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: BardoMed Sp. z o.o.

Adres: ul. Studzienki 55, 32-085 Modlnica, Polska

Email: biuro@bardomed.pl

Telefon: 721 121 314

Informacje o bezpieczeństwie: Mankiet stanowi opcjonalne wyposażenie pomocnicze aparatu realizującego funkcję presoterapii. Obowiązują dla niego ostrzeżenia i informacje na temat bezpieczeństwa jak dla odpowiedniego sterownika.

Galeria produktów:

