

PhysioMG 825 - aparat do magnetoterapii

6 360,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: A-UG-AST-PMG825

Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości PhysioMg 825, Dwa niezależne kanały, dotykowy LCD 5 cali, encyklopedia 3D, tryb dualny

Opis produktu:

GRATIS: Plansza dydaktyczna - Magnetoterapia w fizjoterapii małych i średnich zwierząt Aparat do magnetoterapii PhysioMG 825

Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości w weterynarii PhysioMG 825 posiada:

- dwukanałowy generator pola magnetycznego
- 5" wyświetlacz dotykowy
- obsługa Trybu Dualnego

Nowością technologiczną jest również nowy tryb pracy, zwany Trybem Dualnym. Stosowane są w nim dwa współpracujące symultanicznie aplikatory: szpulowy o działaniu ogólnoustrojowym i aplikator płaski o działaniu miejscowym. Dopełnieniem unikalnych cech jest możliwość stosowania zmiennej częstotliwości terapeutycznej tzw. Spektrum (w zakresie 0 - 50 Hz) w trakcie trwania zabiegu.

Nowa rodzina urządzeń PhysioMG umożliwi wykonywanie terapii w oparciu o trzy sterowniki w połączeniu z aplikatorami szpulowymi, aplikatorami płaskimi na statywie oraz aplikatorami miejscowymi, mocowanymi za pomocą pasów. Wraz z nowymi sterownikami powstała także nowa konstrukcja leżanki z dwupoziomowym stolikiem pod aplikator.

Cechy produktu:

Niezależne kanały zabiegowe: 2

Wyświetlacz: 5"

Tryb manualny: tak

Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie: tak

Baza wbudowanych programów zabiegowych: 213

Baza programów użytkownika: 50

Baza sekwencji użytkownika: 10

Programy ulubione: tak

Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu: tak

Statystyki przeprowadzanych zabiegów: tak

Magnetoterapia: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

wymiary sterownika 34 x 28 x 11 cm masa sterownika 7 kg zasilanie, pobór mocy 230 V, 50/ 60 Hz, 350 VA
częstotliwość pracy 2 – 140 Hz parametry trybu przerywanego impuls 1 s/ przerwa 0,5 – 8 s spektrum częstotliwości 0 – 50 Hz zegar zabiegowy 30 s – 60 minut

Wyposażenie

Części standardowe

- Sterownik PhysioMG
- Kabel zasilający
- Pas magnetyczny
- Pas mocujący 60x5 cm
- Pas mocujący 120x5 cm
- Rzep pętelka samoprzylepny 100x2 cm
- Magnes stały
- Okulary ochronne dla pacjenta
- Bezpieczniki zapasowe WTA-T 3,15 A/250V
- Ścierka do ekranu LCD
- Rysik do ekranu LCD rezystancyjnego
- Instrukcja użytkownika
- Paszport techniczny
- Karta gwarancyjna aparatu
- Protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa

Części opcjonalne

- Aplikator płaski CP ze statywem
- Aplikator szpulowy CS35
- Aplikator szpulowy CS60
- Aplikator płaski CPEP
- Stolik pod aplikator pola magnetycznego
- Leżanka typu LE_CS
- Stolik typu ST_CS
- Pokrowiec na aplikator CPEP i pasy mocujące

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

