

Mankiet 12-komorowy na rękę lewą do aparatu BOA Max 2

2 657,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Mankiet 12-komorowy na rękę dedykowany do aparatu BOA Max 2



Opis produktu:

Mankiet 12-komorowy na rękę lewą

- **Mankiet do presoterapii** na kończynę górną, przeznaczony do współpracy z aparatem BOA Max 2.
- BOA MAX 2 to nowoczesny i zaawansowany technologicznie aparat do masażu limfatycznego przeznaczony w głównej mierze dla ośrodków rehabilitacyjnych i medycyny estetycznej.
- Rozmiar mankieta można zwiększyć za pomocą odpowiednich poszerzaczy. Każda komora w mankiecie połączona jest z kolejną nachodząc na siebie i tworząc tzw. „overlapping”. To unikalne rozwiązanie technologiczne sprawia, że limfa przepchnięta w kierunku dużych ujść, węzłów chłonnych i naczyń nie opada grawitacyjnie, ale wraz z napełnieniem następnej komory jest przesuwana we właściwym kierunku i tempie (zgodnie z metodyką drenażu ręcznego).

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

