

## SM-E7

5 650,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Stół do masażu 7-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów.

## Opis produktu:

### Stół do masażu SM-E7 - 7-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska

**Stół do masażu SM-E7** - 7-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych.

- Stoły SM-E7 znajdują zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjoterapii.
- Stoły serii SM charakteryzuje stabilna stalowa konstrukcja.
- Zagłówek stołu z wycięciem na twarz, regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej.
- Podłokietniki regulowane mechanicznie. Leżysko tego modelu wyposażone jest w poduszkę niwelującą lordozę lędźwiową pacjenta.
- Wysokość poduszki jest regulowana ręcznie. Regulowany podnóżek w SM-R7/ SM-E7 umożliwia rozluźnienie mięśni kończyn dolnych oraz obręczy biodrowej.
- Stół do masażu, niezależnie od wersji wyposażony jest w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych.
- Tapicerka V line z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołów SM.

## Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 7

## Specyfikacja techniczna

### Parametry techniczne

długość 203 cm wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie 52-92 cm szerokość 65 cm regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie  $-60^{\circ}+45^{\circ}$  regulacja kąta nachylenia podnóżka  $0^{\circ} + 45^{\circ}$  regulacja wysokości poduszki środkowej za pomocą korby 0-11 cm regulacja podłokietników 0-20 cm waga 64 kg maksymalne

obciążenie 150 kg

## Wyposażenie

### Wyposażenie dodatkowe

---

- wieszak na ręcznik papierowy
- system jezdny
- pilot nożny

## Informacje dodatkowe

### Widok 360

### Galeria produktów:

