

SM-R7

5 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

SM-R7 Stół do masażu 7-częściowy z ręczną zmianą wysokości leżyska, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych.



Opis produktu:

SM-R7 Stół do masażu 7-częściowy z ręczną zmianą wysokości leżyska

Stół do masażu 7- częściowy stół z ręczną zmianą wysokości leżyska, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych, zagłówek regulowany sprężyną gazową z podłokietnikami oraz regulowanym podnóżkiem i poduszką środkową.

- Stoły serii SM charakteryzuje stabilna stalowa konstrukcja.
- Zagłówek stołu z wycięciem na twarz, regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej.
- Podłokietniki regulowane mechanicznie. Leżysko tego modelu wyposażone jest w poduszkę niwelującą lordozę lędźwiową pacjenta.
- Wysokość poduszki jest regulowana ręcznie.
- Regulowany podnóżek w SM-R7/ SM-E7 umożliwia rozluźnienie mięśni kończyn dolnych oraz obręczy biodrowej. Stół do masażu, niezależnie od wersji wyposażony jest w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych.
- Tapicerka V line z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołów SM

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: ręczna

Ilość sekcji: 7

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

długość 203 cm wysokość (regulowana ręcznie za pomocą korby) w zakresie 60 - 92 cm szerokość 65 cm regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie -60° + 45 ° regulacja kąta nachylenia podnóżka 0° + 45 ° regulacja wysokości poduszki środkowej za pomocą korby 0 - 11 cm regulacja podłokietników 0 - 20 cm waga 64 kg maksymalne obciążenie 150 kg

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- system jezdny
- wieszak na ręczniki papierowe

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

