

Elektroda rezystancyjna wypukła (14mm)

480,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AT-AST-TCREL14C

Elektroda rezystancyjna wypukła (14mm) do terapii tecar



Opis produktu:

Elektroda rezystancyjna wypukła (14mm) do terapii tecar

- Elektroda rezystancyjna wypukła o średnicy 14 mm jest elektrodą aktywną i jest odłączalną częścią aparatu Tecaris.
- Elektrody aktywne o różnej średnicy przyłączane są do aparatu za pomocą aplikatora z nieodłączalnym przewodem.
- Elektrody przeznaczone do pracy w trybie rezystancyjnym i aplikator IASTM nie są przeznaczone do dostarczania pacjentowi ciepła. Wzrost ich temperatury wynika wyłącznie ze wzrostu temperatury ciała pacjenta w miejscu wykonywania zabiegu.
- Warto pamiętać, że elektroda współpracuje tylko z aparatem **TECARIS oraz TECARIS + firmy ASTAR.**

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

