



SR-E2

4 100,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UZ-KNB-SR-E2

Stół rehabilitacyjny SR-E2 2-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska

Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny SR-E2 2-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska

Stół rehabilitacyjny SR-E2 2- częściowy stół z elektryczną zmianą wysokości leżyska, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych oraz zagłówek regulowany sprężyną gazową.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna
Ilość sekcji: 2

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie -60° $+45^{\circ}$ długość 203 cm wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą pilota) 60-92 cm szerokość 70 cm waga 58 kg maksymalne obciążenie 150 kg

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- pilot nożny do regulacji wysokości
- system jezdny
- uchwyt na ręczniki jednorazowe

Informacje dodatkowe

Gwarancja

- konstrukcja metalowa -2 lata,
- tapicerka - 1 rok.

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360

Galeria produktów:

