

Aplikator IASTM KISS do fizjoterapii prądem o częstotliwości radiowej

1 270,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: A-AT-AST-KISS

Aplikator IASTM KISS do fizjoterapii prądem o częstotliwości radiowej

Opis produktu:

Aplikator IASTM KISS do fizjoterapii prądem RF wraz z przewodem

- Aparat **TECARIS** oraz **TECARIS+** umożliwia współpracę z aplikatorem do kombinacji prądu o częstotliwości radiowej i terapii narzędziowej tkanek miękkich (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization – IASTM).
- Zestaw zawiera: Aplikator IASTM KISS wraz z przewodem.
- Elektrody przeznaczone do pracy w trybie rezystancyjnym i **aplikator IASTM** nie są przeznaczone do dostarczania pacjentowi ciepła. Wzrost ich temperatury wynika wyłącznie ze wzrostu temperatury ciała pacjenta w miejscu wykonywania zabiegu.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała, Polska

Email: astarmed@astar.eu

Telefon: 33 829 24 40

Galeria produktów:

