

SR-EB

5 800,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

SR-EB Stół do ćw. z dziećmi (wg Bobatha) z elektryczną zmianą wysokością leżyska

**Opis produktu:**

Stół do ćwiczeń z dziećmi (wg Bobatha) z elektryczną zmianą wysokością leżyska

SR-EB Stół do ćw. z dziećmi (wg Bobatha) z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą korby, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 1

Specyfikacja techniczna**Parametry techniczne**

Szerokość 120cm Długość stołu 203 cm Wysokość regulowana stołu od 60 cm do 92 cm Waga 86 kg

Wyposażenie**Wyposażenie opcjonalne**

- system jezdny
- regulowany zagłówek dla stołów SR-RB; SR-EB
- pilot nożny

Informacje dodatkowe

Gwarancja

- konstrukcja metalowa - 2 lata
- tapicerka - 1 rok
- akcesoria elektryczne - 1 rok
- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

