

Elektroda rezystancyjna płaska (40mm)

480,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AT-AST-TCREL40

Elektroda rezystancyjna (40mm) do terapii tecar



Opis produktu:

Elektroda rezystancyjna (40mm) do terapii tecar

- Elektroda rezystancyjna o średnicy 40 mm jest elektrodą aktywną i jest odłączalną częścią aparatu **TECARIS** oraz **TECARIS+**
- Elektrody aktywne w postaci talerzyków o różnej średnicy przyłączane są do aparatu za pomocą aplikatora z nieodłączalnym przewodem.
- Elektrody przeznaczone do pracy w trybie rezystancyjnym i aplikator IASTM nie są przeznaczone do dostarczania pacjentowi ciepła. Wzrost ich temperatury wynika wyłącznie ze wzrostu temperatury ciała pacjenta w miejscu wykonywania zabiegu.
- Warto pamiętać, że elektroda współpracuje tylko z aparatem **TECARIS** oraz **TECARIS+** firmy **ASTAR**.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

