

CarePump Lite6 aparat do drenażu limfatycznego

3 900,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -



Opis produktu:

CarePump Lite6 aparat do drenażu limfatycznego (6-komorowy)

CarePump LITE6 jest aparatem umożliwiającym ustawienie podstawowych parametrów (ciśnienie, czas zabiegu, szybkość napełniania komór, tryb pracy) szczególnie polecanym do **użytku domowego**.

Wskazania do stosowania

- leczenie fizykalne stanów pourazowych,
- profilaktyka niewydolności układu krążenia oraz układu limfatycznego,
- schorzenia powodujące obrzęki,
- niewydolność limfatyczna po mastektomii,
- uczucie "ciężkich nóg",
- cellulit,
- wysięki,
- zapobieganie i profilaktyka w leczeniu otyłości i nadwagi,
- przebyte choroby zakaźne (w celu wzmocnienia organizmu i usunięcia toksyn),
- przyspieszenie absorpcji krwiaków czy siniaków poprzez stymulację mikrokrążenia.

Zalety aparatu Lite6

- Rzeczywisty pomiar ciśnienia w mankietach
- Certyfikat Polskiego Towarzystwa Limfologicznego
- Polska produkcja i serwis
- 6 trybów pracy - algorytmów zabiegowych
- Precyzyjna regulacja parametrów
- Możliwość wyłączenia poszczególnych komór
- Mankiety typu "overlapping" - W mankietach zastosowany został system zachodzących na siebie komór, co zapobiega cofaniu się limfy podczas wykonywania zabiegu, sprawiając, że jest bardziej efektywny.
- Niski poziom głośności
- Awaryjne odsysanie powietrza ze wszystkich komór w makiecie

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Obsługiwane mankiety 6 - komorowe Typ mankietów overlapping, fishbone Ciśnienie 20-220 mmHg Liczba programów zabiegowych 6 Czas zabiegu 1-120 minut Możliwość wyłączenia komór TAK Regulacja tempa zabiegu 1-5 Pobór mocy 40-70 W Wyświetlacz 5" kolorowy, dotykowy Wymiary 300x260x160 mm Waga 3,1 kg

Wymiary mankietów na kończyny dolne

- Obwód uda (w najszerszym miejscu) - 70 cm
- Obwód uda (środek) - 59 cm
- Obwód kolana - 52 cm
- Obwód łydki - 48 cm
- Obwód kostki - 44 cm
- Udo - pięta - 87 cm
- Udo - śródstopie - 102,5 cm
- Palce - pięta - 22,5 cm

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- aparat
- zasilacz

Wyposażenie opcjonalne

- Mankiet na nogę lewą 6-komorowy
- Mankiet na nogę prawą 6-komorowy
- Mankiet krótkie spodnie 6-komorowy
- Poszerzacz (zestaw 2 sztuk) do krótkich spodni, 6-komorowych
- Poszerzacz do mankietów na nogę 6-komorowy
- Poszerzacz (zestaw 2 sztuk) do długich spodni, 6-komorowych
- Rozdzielacz podwójny przewodów powietrznych 6-komorowy
- Rozdzielacz podwójny przewodów powietrznych (długi), 6-komorowy
- Mankiet - długie spodnie z przewodem powietrznym, 6-komorowy
- Podwójny mankiet na rękę, barki i klatkę piersiową z poszerzaczami, 6-komorowy
- Poszerzacz (zestaw 2 sztuk) do podwójnego mankietu na rękę, barki i klatkę piersiową, 6-komorowy
- Mankiet na prawą rękę, bark i pierś z przewodem powietrznym, 6-komorowy
- Mankiet na lewą rękę, bark i pierś z przewodem powietrznym, 6-komorowy
- Mankiet na rękę 6-komorowy z przewodem powietrznym
- Mankiet na biodra i brzuch 6-komorowy z przewodem powietrznym

Informacje dodatkowe

Więcej informacji

- Presoterapia jako metoda leczenia
- Gwarancja: 2 lata na aparat, 1 rok na mankiety i przewody, producencka, międzynarodowa.

Widok 360

GPSR

Producent: BardoMed Sp. z o.o.

Adres: ul. Studzienki 55, 32-085 Modlnica, Polska

Email: biuro@bardomed.pl

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

