



Mankiet 4-komorowy na biodra i brzuch do aparatów CarePump

420,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Mankiet 4-komorowy na biodra i brzuch do aparatów CarePump

Opis produktu:

Mankiet 4-komorowy na biodra i brzuch do aparatów CarePump

4-komorowy mankiet współpracuje z modelami aparatów z serii CarePump:

- **COMPACT4**
- **LITE4**
- **MOVE4**

Mankiet jest wyposażony w system "overlapping/fishbone" - komory, na które są podzielone mankiety zachodzą na siebie, co zapobiega cofaniu się płynów podczas zabiegu, poprawiając jego efektywność.

Cechy mankietu

- zamek błyskawiczny
- wysoka jakość materiału
- mankiet posiada rozmiar uniwersalny - po wypełnieniu powietrzem idealnie dopasowuje się do ciała

Cena dotyczy 1 sztuki

Gwarancja: 2 lata

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

