



## Mankiet 6-komorowy na nogę prawą do aparatów CarePump

530,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Mankiet 6-komorowy na nogę prawą do aparatów CarePump

### Opis produktu:

Mankiet 6-komorowy na nogę prawą do aparatów CarePump

Przeznaczony do wykonania zabiegu drenażu limfatycznego (masażu uciskowego) w obszarze prawej kończyny dolnej.

6-komorowy mankiet na nogę prawą współpracuje z aparatami:

- LITE6
- MOVE6

Mankiet posiada rozmiar uniwersalny. Dla osób szczupłych po wypełnieniu powietrzem idealnie dopasowuje się do ciała, natomiast w przypadku osób o większym obwodzie nóg istnieje możliwość dokupienia poszerzacza.

Mankiet wyposażony w system "overlapping/fishbone" - komory, na które są podzielone mankiety zachodzą na siebie, co zapobiega cofaniu się płynów podczas zabiegu, poprawiając jego efektywność.

**Cena dotyczy 1 sztuki.**

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

#### Wyposażenie

#### Informacje dodatkowe

#### Widok 360

#### GPSR

Producent: BardoMed Sp. z o.o.

Adres: ul. Studzienki 55, 32-085 Modlnica, Polska

Email: [biuro@bardomed.pl](mailto:biuro@bardomed.pl)

Telefon: 721 121 314

**Informacje o bezpieczeństwie: Mankiet stanowi opcjonalne wyposażenie pomocnicze aparatu realizującego funkcję presoterapii. Obowiązują dla niego ostrzeżenia i informacje na temat bezpieczeństwa jak dla odpowiedniego sterownika.**

### Galeria produktów:

