



Mankiet 6-komorowy na biodra i brzuch do aparatów CarePump

530,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Mankiet 6-komorowy na biodra i brzuch do aparatów CarePump

Opis produktu:

Mankiet 6-komorowy na biodra i brzuch do aparatów CarePump

Umożliwia wykonanie zabiegu drenażu limfatycznego (masażu uciskowego) w obszarze bioder i brzucha.

6-komorowy mankiet współpracuje z modelami aparatów z serii CarePump:

- LITE6
- MOVE6

Mankiet jest wyposażony w system "overlapping/fishbone" - komory, na które są podzielone mankiety zachodzą na siebie, co zapobiega cofaniu się płynów podczas zabiegu, poprawiając jego efektywność.

Cechy mankietu

- zamek błyskawiczny
- wysoka jakość materiału
- mankiet posiada rozmiar uniwersalny - po wypełnieniu powietrzem idealnie dopasowuje się do ciała

Cena dotyczy 1 sztuki

Gwarancja: 2 lata

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: BardoMed Sp. z o.o.

Adres: ul. Studzienki 55, 32-085 Modlnica, Polska

Email: biuro@bardomed.pl

Telefon: 721 121 314

Informacje o bezpieczeństwie: Mankiet stanowi opcjonalne wyposażenie pomocnicze aparatu realizującego funkcję presoterapii. Obowiązują dla niego ostrzeżenia i informacje na temat bezpieczeństwa jak dla odpowiedniego sterownika.

Galeria produktów:

