



## Mankiet 6-komorowy na rękę do aparatów CarePump

530,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Mankiet 6-komorowy na rękę do aparatów CarePump

### Opis produktu:

Mankiet 6-komorowy na rękę do aparatów CarePump

Umożliwia wykonanie zabiegu drenażu limfatycznego (masażu uciskowego) w obszarze kończyny górnej. Wykorzystywany w rehabilitacji pourazowej, regeneracji powysiłkowej, po mastektomii.

6-komorowy mankiet współpracuje z aparatami:

- LITE6
- MOVE6

Mankiet jest wyposażony w system "overlapping/fishbone" - komory, na które są podzielone mankiety zachodzą na siebie, co zapobiega cofaniu się płynów podczas zabiegu, poprawiając jego efektywność.

Mankiet posiada rozmiar uniwersalny - po wypełnieniu powietrzem idealnie dopasowuje się do ciała.

**Cena dotyczy 1 sztuki**

**Gwarancja: 2 lata**

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

#### Wyposażenie

#### Informacje dodatkowe

**Widok 360**

**Galeria produktów:**

