



Parawan medyczny ze stali

352,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Parawan wykonany z metalu, wyposażony jest w kółka co umożliwia ciche i szybkie przemieszczenie parawanu.

Opis produktu:

Parawan 1-częściowy

- **Parawan** został wykonany ze stali malowanej proszkowo
- Tkanina posiada atesty ISO
- Parawan wyposażony jest w kółka co umożliwia ciche i szybkie przemieszczenie

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Szerokość 100 cm Wysokość 165 cm Głębokość 50 cm

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: TECH-MED Roman Paślawski Spółka Jawna

Adres: ul. Oleska 117, 45-233 Opole, Polska, Polska

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

