



KRDG

1 600,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UT-KNB-KRDG

Rotor zespolony KRDG umożliwia jednocześnie ćwiczenie kończyn górnych i dolnych.

Opis produktu:

Rotor zespolony do kończyn górnych i dolnych KRDG

Rotor zespolony KRDG umożliwia jednocześnie ćwiczenie kończyn górnych i dolnych. Ćwiczenia za pomocą rotora pozwalają na kształtowanie siły mięśniowej i poprawienie krążenia w obrębie kończyn i stymulują układ nerwowy. Opór w **rotorze zespolonym KRDG** dawkowany jest w sposób płynny poprzez docisk.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

- długość - 51 cm/ 76 cm
- szerokość - 48 cm
- wysięgnik długość - 110 cm
- waga - 17 kg

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne:

- sandały rehabilitacyjne
- rękawice rehabilitacyjne

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

